

Ceramill Mind

FMO | B19 Ceramill M-Build

Das Online Training vermittelt die technischen und fachlichen Voraussetzungen der M-Build-Software und führt in das Modul praktisch ein. Anhand eines Übungsfalles geht der Trainer die einzelnen Schritte in der Software durch.

Ziel

Vermitteln der Grundkenntnisse für die Modellsoftware Ceramill M-Build.

Ablauf

- _ Besonderheiten beim Einpflegen von Intraoralscan-Daten in die Ceramill Mind
- _ Auswahl des Modelltypes (gedruckt oder gefräst)
- _ Step-by-Step-Konstruktion eines Modells anhand eines Intraoralscans durch den Trainer

Hinweis

- _ Ceramill CAD/CAM-Kenntnisse (mindestens Basiskurs) sind zwingend erforderlich
- _ Scandaten des Demofalles werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt
- _ Die Online-Session findet mit mehreren Teilnehmern statt
- _ Die Teilnehmer erhalten im Anschluss einen Videolink zum aufgezeichneten Training
- _ Voraussetzung für die Modell-Konstruktion ist die Softwarefreischaltung für das M-Build Modul

Termine

Montag, 08.04.2024 09 Uhr
Dienstag, 07.05.2024 14 Uhr
Mittwoch, 12.06.2024 09 Uhr

Dauer

ca. 1 Stunde

Ausstattung Teilnehmer

- _ Headset oder Lautsprecher mit Mikrofon
- _ Internetverbindung

Teilnahmegebühr pro Person

€ 110,00 zzgl. MwSt.

Es gelten die allgemeinen Kursbedingungen der Amann Girrbach GmbH. Änderungen vorbehalten.

Kontakt

Tel. +49 7231 9570-5512
trainings@amanngirrbach.com

[Für Anmeldung hier klicken](#) ↗

